

## TRODAT – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DOPAMINÉRGICO

### MEDICAÇÕES QUE PRECISAM SER SUSPENSAS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME - SOLICITAR AUTORIZAÇÃO DO SEU MÉDICO:

#### **Suspender por 24 horas:**

- Efedrina: Efedrin, Unifedrin, Marax, etc.
- Pseudoefedrina: Desalex D12, Ebastel D, Claritrin D, Dimetapp, Tylenol Sinus, Allegra D, etc.

#### **Suspender por 48 horas:**

- Metilfenidato: Concerta, Ritalina, Ritalina LA

#### **Suspender por 3 dias:**

- Anestésicos.

#### **Suspender por 7 dias:**

- Anfepramona ou Dietilpropiona: Dualid S, HipofaginS, Inibex S, Moderine.
- Bupropiona: Wekkbutrin, Zyban, Zetron.
- Dextroanfetamina.
- Metanfetamina: Pervitin.
- Fenproporex: Desobesi M, Lipomax AP, Inobesin.
- Mazindol: Dasten, Moderine, Fagolipo, Absten S, Diazinil, Dobesix, Nogafus, Moderamin, Inobesin, Lipese.
- Inibidores da recaptção da noradrenalina ou dopamina: Reboxetina, Duloxetina, Talopram, Tapentadol, Venlafaxina, etc.

## PREPARO

\* Não há preparo.

## COMO SERÁ EU EXAME

\* Você realizará o cadastro e ficha na recepção e será encaminhado(a) à sala de injeção, onde será puncionado(a) e receberá pequena quantidade de material radioativo na veia, imprescindível para realização do seu exame.

\* 4h após a injeção, deverá retornar à NOVA para realização das imagens.

\* Tempo de permanência para realização das imagens: 40 minutos.